



DE WELLNOISE Vorteile

- anatomisch formbar
- hautfreundlich und reizfrei
- hohe Geräuschdämmung
- fester Sitz während der ganzen Nacht und beim Sport
- hält Spritzwasser ab
- drückt nicht im Ohr
- allergiegetestet
- von HNO-Ärzten empfohlen

Nichtbeachten der Hinweise auf eigene Gefahr.
Nichtbeachten der Hinweise kann die Schutzwirkung des Produktes stark einschränken.

GB WELLNOISE advantages

- malleable to suit the anatomy of the ear
- gentle on the skin and non-irritating
- high degree of noise reduction
- stays securely in place for the whole night and during sports activities
- protects against water splashes
- no uncomfortable pressure in the ear
- allergy tested
- recommended by ENT doctors

Non-compliance of these instructions

F Les avantages WELLNOISE

- malléable de manière anatomique
- agréable à la peau et ne provoque pas d'irritation
- affaiblissement acoustique élevé
- tient bien en place pendant toute la nuit et pour le sport
- protège contre des giclées d'eau
- ne gêne pas dans l'oreille
- testés quant aux allergies
- recommandé par des spécialistes ORL

Le non-respect de ces instructions est fait aux risques et périls de l'utilisateur et peut réduire forte-

NL WELLNOISE voordelen

- anatomisch kneedbaar
- huidvriendelijk en niet irriterend
- hoge geluidsdemping
- blijft goed zitten gedurende de hele nacht en bij het sporten
- waterdicht bij correct gebruik
- Drukt niet in het oor
- Houdt spatwater af
- hypoallergeen
- aanbevolen door KNO-artsen

Niet naleven van de aanwijzingen op eigen risico. Niet naleven van de aanwijzingen kan de beschermende werking van het product aanzienlijk

DE Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel aus Silikon, gemäß Norm EN 352-2

GB Reusable silicone ear plugs, tested to standard EN 352-2

F Sourdines réutilisables en silicone selon norme EN 352-2

NL Herbruikbare oordoppen gemaakt van siliconen, volgens de norm EN 352-2

Prüfstelle / Tested by / Contrôlé par / Getest door: CRIT (0501), 21 Rue Albert Einstein, F-86100 Chatelleraut

WELLNOISE

Schutz für die Ohren

SILIKON

WELLNOISE SILIKON ORANGE



Schutz für die Ohren
Protection for ears
Protection pour les oreilles
Bescherming voor de oren

WELLNOISE



WELLNEUSS GmbH & Co. KG
Posifach 10 06 22
41406 Neuss
Tel.: + 49 (0) 21 31 / 1249200
Fax: + 49 (0) 21 31 / 1249277
E-Mail: info@wellneuss.de
Internet: www.wellneuss.de

DE Gebrauchsanweisung



3 Paar Ohrenstopfen aus Silikon

1. Formen Sie aus einem WELLNOISE-Ohrenstopfen eine Kugel. Vermeiden Sie dabei eine längliche Form.
2. Drücken Sie den trockenen und sauberen Ohrenstopfen sanft in die Ohröffnung.
3. Zum Entnehmen des WELLNOISE-Ohrenstopfens ziehen Sie bitte

GB Directions for use

3 pairs of earplugs made of silicone

1. Knead the WELLNOISE ear plug into a ball. Avoid oblong shapes (see picture).
2. Gently press dry and clean ear plug into the ear in front of the auditory canal.
3. To remove the WELLNOISE ear plug, gently pull on the auricle

F Mode d'emploi

3 paires de bouchons en médical

1. Former une boule du bouchon d'oreilles WELLNOISE. Eviter une forme effilée (cf. illustration).
2. Introduire légèrement le bouchon d'oreilles propre et sec dans l'oreille. Placer à l'entrée de l'oreille et avant le conduit auditif.
3. Tirer légèrement sur le pavillon de l'oreille ou le lobe de l'oreille pour enlever le bouchon d'oreilles WELLNOISE. Enlever toujours le

NL Gebruiksaanwijzing

3 paar oordopjes uit silicone

1. Vorm uit een WELLNOISE oordopje een bolletje. Vermijd daarbij een langwerpige vorm.
2. Druk het drage en zuivere oordopje zacht in de oopening.
3. Om de WELLNOISE oordopjes te verwijderen trekt u a.u.b. licht aan de oorschelp of aan het oorleltje. Verwijder het oordopje steeds in een stuk. Gebruik geen hulpmiddelen.

Wichtige Hinweise

Dieses Produkt eignet sich nicht zur Dauerverwendung. Evt. Reinigung mit Wasser und Seife möglich. WELLNOISE-Ohrenstopfen sauber und trocken in der Dose aufbewahren. Verschmutzte und durch Gebrauch unformbar gewordene Ohrenstopfen entsorgen. Ohrenstopfen nicht teilen. WELLNOISE Ohrenstopfen gibt es auch speziell für Kinder. Von Kleinkindern fernhalten (Erstickengefahr). Bei Schwierigkeiten an Ihren HNO-Arzt wenden.

Important recommendations

This product is not made for permanent use. It is possible to clean the ear plugs with mild soap and warm water. Keep WELLNOISE ear plugs clean and dry in their box. Replace if the ear plugs are soiled and non-malleable due to use. Do not reduce. Also available: WELLNOISE ear plugs for children. Keep away from little children (risk of suffocation). In case of difficulties please contact an ENT doctor.

Remarques importantes

Cette produit n'est pas apte à l'emploi à long terme. Le cas échéant les bouchons d'oreilles peuvent être nettoyés avec un savon doux et de l'eau tiède. Stocker les bouchons WELLNOISE propres et secs dans leur boîte. Jeter des bouchons d'oreilles sales et difficiles à façonner à cause de l'emploi. Ne pas réduire la taille des bouchons. Des bouchons d'oreilles WELLNOISE pour enfants sont également en vente. Tenir loin des petits enfants (risque d'asphyxie). En cas de difficultés consulter un médecin ORL.

Belangrijke aanwijzingen

Dit product is niet geschikt voor permanent gebruik. Eventuele reiniging met water en zeep mogelijk. WELLNOISE oordopjes zuiver en droog in de doos bewaren. Vervuilde en door gebruik onvormbaar geworden oordopjes verwijderen. Oordopjes niet delen. WELLNOISE oordopjes zijn ook speciaal voor kinderen verkrijgbaar. Van kleuters weghouden (gevaar voor verstikking). Bij moeilijkheden keel-, neus- en ooraars vragen.

WELLNOISE Ohrenstopfen schützen Ihre Ohren vor/ bei

- Lärm: Schnarchen, lauter Musik, Maschinenlärm, Straßenlärm, Fluglärm ...
- Wasser: Schwimmen, Schnorcheln, Segeln und ähnliche Wassersportarten, Duschen, nach Operationen am Ohr ...
- Kälte: Skifahren, Snowboarden, sonstige Wintersportarten ...
- Wind: Wandern, Bergsteigen, sportliche Betätigungen im Freien ...

WELLNOISE ear plugs protect your ears from

- noise: snoring, loud music, machine noise, street noise, aircraft noise ...
- water: swimming, sailing and similar water sports, showers and after operations on the ear ...
- cold: skiing, snowboarding, other winter sports ...
- wind: hiking, mountaineering, open-air sports activities ...

Les bouchons d'oreilles WELLNOISE protègent vos oreilles contre

- le bruit: ronflement, musique bruyante, bruit de machine, bruit de la rue, bruit d'avion ...
- l'eau: natation, voile et sports nautique similaires, douche, après des opérations de l'oreille ...
- le froid: ski, snowboard, autres types de sports d'hiver ...
- le vent: randonnée, alpinisme, activités sportives en plein air ...

WELLNOISE oordopjes beschermen uw oren tegen

- lawaai: snurken, luide muziek, machinelawaai, straatlawaai, vliegtuiglawaai ...
- water: zwemmen, zeilen en gelijkaartige watersporten, douchen, na operaties aan het oor ...
- koude: skien, snowboarden, andere wintersporten ...
- wind: wandelen, bergbeklimmen, sportieve activiteiten in de open lucht ...