

Produktinformation

Produktname: Sidroga® Mistel

PZN: 0301853

Zutaten: Mistelkraut

Zubereitung: 1 Filterbeutel für 1 Tasse (150 ml). Mit kochendem Wasser aufgießen, 5 bis 10 Minuten ziehen lassen. Beutel schwach ausdrücken und herausnehmen.

Wichtiger Hinweis: Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 5 bis 10 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel!

Inhalt: 20 Filterbeutel à 2,0 g

Gesamtgewicht: 40 g

Sidroga Gesellschaft für Gesundheitsprodukte mbH, Postfach 1262, DE-56119 Bad Ems

www.sidroga.com